

MIESZADŁO ROLKOWE UMH-5

Mieszadła rolkowe przeznaczone są do mieszania różnego rodzaju substancji w probówkach i fiolkach o kształcie walca. Doskonale sprawdzają się w pracowniach diagnostyki laboratoryjnej do mieszania pobranych próbek krwi.

Podstawowe parametry:

Ilość rolek	5 sztuk
Średnica rolek	32 mm
Obciążenie znamionowe rolek	1 kg
Długość rolek	30 cm
Obroty rolek	60 obr./min
Zasilanie	220 V ± 10%, 50 Hz
Moc mieszadła	30 W
Wymiary	495 x 210 x 115 mm
Masa	6,5 kg



W ofercie posiadamy także szeroki wybór mieszadeł magnetycznych silnikowy i bezsilnikowych oraz elementów mieszających.

